# 公登場!!

# トモシンセシス撮影のご紹介




写真提供: GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 Senographe Pristina

#### ・・・・ 新たなマンモグラフィ装置の最新機能 「トモシンセシス撮影」を開始します。

従来と同じ乳房圧迫による撮影で、画像をさまざまな角度から撮影する事により、より細やかな画像を提供できるようになりました。これまでの撮影法(2D)とあわせて撮影を行うことで、乳腺が重なり合って診断しづらい病変も判別しやすくなりました。


※トモシンセシスとは Tomography (断層撮影) と Synthesis (合成) の 造語で、これまでとほとんど同じ撮影で、乳房の断層画像が得られます。



## 胸を薄い輪切り状で見るから 中の状態がわかりやすい

受診方法はこれまでのマンモグラフィと同様ですが、今までは数cmの厚さにすることが限界でしたが、トモシンセシス機能により「1mm程度」にスライスした断層画像を作成します。そのため、断層ごとにピントが合い、通常の画像に比べて乳腺の重なりが少なくなり、状態がよりわかりやすくなります。







-般財団法人 **仁和会総合病院 健診センター** 

# Q & A

#### Q. 撮影時間、撮影回数はどれくらいですか?

当院の装置は1回の撮影で通常の2D撮影とトモシンセス3D撮影を同時に行うことが出来ます。撮影時間は1回あたり約10秒位で、乳房を方向を変えて2回撮影するため、左右乳房の合計撮影回数は4回となります。

#### Q. 痛みはどうですか?

通常の2D撮影と比べ圧迫時間が長くなるため、やや我慢していただく事になります。(2D撮影の場合は1~2秒位の撮影時間です。)

#### Q. 被ばく線量はどうですか?

当院の場合、基本となる2D撮影も行うため、使用する放射線量が増えてしまいますが、当院の装置は被ばく線量低減に努めており、圧迫した場合の乳房厚を40mmと仮定した場合、2D+3Dの被ばく線量の合計は約1.8mGyとなります。これはガイドラインの平均乳腺線量の3.0mGy以下の数値となります。



# トモシンセシス 3D 検査料金

1 回の撮影で通常のマンモグラフィ 2D 撮影にトモシンセシス 3D 撮影を同時に行います。 結果は後日、来院いただき医師面談により説明いたします。人間ドックは郵送になります。

	2D 検査		3D 検査	合計金額(稅込)	
人間ドック	4,400円	+	3,850円	=	8,250円
八王子市乳がん検診	2,000円	+	4,400円	=	6,600円
自費検診(検査料)	6,215 円	+	4,400円	=	10,615円



### 年に一度は健診を受けましょう

#### • ご予約・お問い合わせ

一般財団法人

仁和会総合病院 健診センター

042-644-3721(直通)

健診センターは「外来棟の4階」

〒192-0046 東京都八王子市明神町 4-8-1

TEL: 042-644-3711 (代表) FAX: 042-646-9509

https://www.jinwakai.jp/

日本医療機能評価機構 認定病院



- ・ 京王八王子駅から徒歩1分
- JR八王子駅から徒歩3分



駐車場:2時間まで無料、以降1時間ごとに300円。 駐車場車輌サイズ制限:車のサイズをご確認ください。 全長5.3m 全幅2.05m 全高1.55m 重量2.3t